

# ソフトウェア更新のご案内 Genie™4.0

## Genieスペクトロスコピーソフトウェアの改良版: Genie 4.0リリース!

従来モデル: Genie 2000の販売およびアップデートは、2023年12月末を以て終了となります。


次世代のソフトウェアを、ぜひご検討ください!

## Genie 4.0とは

Genie スペクトロスコピーソフトウェアは、40年以上に亘り、世界90ヶ国以上のスペクトロスコピーをサポートしてきました。Genie 4.0は、このかけがえのない経験を生かした、次世代のソフトウェアです。

## 主な特長


- ✓ 異なる機能をもつソフトウェアを統合
- ✓ サブスクリプション式とライセンス認証式(1年、3年、永年から有効期間を選択)・・・(\*)
- ✓ ソフトウェアの継続的なアップデート
- ✓ 初期コストの削減
- ✓ 計画的な予算と継続的なサポートを提供
- ✓ 機能強化



- ・ インタラクティブ・レポートで、測定結果の確認作業を効率化
- ・ 内蔵のPython® スクリプトが、柔軟なオートメーションを実現
- ・ 標準線源による校正の不確かさ計算を改善、より精度の高い結果を得ることが可能
- ・ お客様からのご要望から、新しいFWHM関数追加。測定分解能を、より高い精度でモデル化
- ・ N42との互換性により、一般的なRIID等で収集したデータの高度なスペクトルレビューが可能

(\*)従来からのCDセットのインストールやUSBキーといった物理的配布は終了

## 今後の販売予定



- **Genie 4.0** は、既にご購入可能です。ひとつのモデルで、用途に応じた複数の機能が使えるようになり（**Genie-Single**、**Genie-Multi**、**Genie Lite-Single**、**Genie Lite-Multi**）、ライセンス認証式（有期あるいは永続）とサブスクリプション式のどちらかをお選びいただけます。
- **Genie 4.0** の価格については、営業担当に見積ご用命ください。
- **Genie 4.0** は、今夏リリースされた **Apex-Gamma™** ソフトウェア(V1.5.1) とも互換性があります。  
（現行の **Apex-Gamma (V1.4.1)**、**Apex-InVivo™**、**Apex-Alpha™** ソフトウェアとは、現時点では互換性ございません。最新情報は営業担当にご確認ください）
- **Genie 2000** の販売およびアップデートは **2023 年 12 月末** で終了いたします。
- **2023 年 12 月末** までは移行期間ですので、**Genie 4.0** あるいは **Genie 2000 (V3.4.1)** のどちらかを選ぶことができます。

詳細は、営業担当へお問い合わせください  
[jp-sales@mirion.com](mailto:jp-sales@mirion.com)



**MIRION**  
TECHNOLOGIES

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社

東京本社：TEL 03-5835-5402

大阪営業所：TEL 06-4806-5662

E-mail: [jp-sales@mirion.com](mailto:jp-sales@mirion.com)

URL: [www.mirion.com/japan](http://www.mirion.com/japan)